

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Obchodní název : Kyselina chlorovodíková p.a.+ (HCl)
Objednací číslo : SAc20001
Šarže : 21070603
Exspirace : 22/12/2023

Chlor volný (Cl) : < 0.5 ppm
Bromidy (Br) : < 50 ppm
Fosfáty (PO₄) : < 0.5 ppm
Sírany (SO₄) : < 0.5 ppm
Siřičitany (SO₃) : < 0.5 ppm
Amonné ionty (NH₄) : < 1 ppm
Zbytek po žíhání (jako SO₄) : < 3 ppm
Obsah (acidimetricky) : = 37.2 %

Obsah nečistot TMI (ppm):

Analyt		Aktuální hodnota		Analyt		Aktuální hodnota	
Silver	Ag	<	0.02	Potassium	K	<	0.1
Aluminium	Al	<	0.05	Lithium	Li	<	0.01
Arsen	As	<	0.01	Magnesium	Mg	<	0.1
Gold	Au	<	0.02	Manganase	Mn	<	0.01
Boron	B	<	0.1	Molybdenum	Mo	<	0.01
Barium	Ba	<	0.01	Sodium	Na	<	0.3
Beryllium	Be	<	0.01	Nickel	Ni	<	0.02
Bismuth	Bi	<	0.02	Lead	Pb	<	0.02
Calcium	Ca	<	0.3	Platinum	Pt	<	0.02
Cadmium	Cd	<	0.01	Antimony	Sb	<	0.01
Cobalt	Co	<	0.01	Tin	Sn	<	0.05
Chromium	Cr	<	0.01	Strontium	Sr	<	0.02
Copper	Cu	<	0.01	Titanium	Ti	<	0.01
Iron	Fe	<	0.1	Thallium	Tl	<	0.02
Gallium	Ga	<	0.05	Vanadium	V	<	0.01
Germanium	Ge	<	0.02	Zinc	Zn	<	0.05
Indium	In	<	0.02	Zirconium	Zr	<	0.01



Datum vydání:

22.12.2021

Odpovědná osoba:

Patera Vladimír